


DURADISSEKTOR

SCHNEIDEN UND ABSCHIEBEN DER DURA IM BEREICH DES
FELSENBEINS



Um z.B. bei vestibulären Schwannomen den Bereich hinter dem Felsenbein zu erreichen ist vor der knöchernen Resektion die Dura zu öffnen und abzuschleifen.

Hierfür ist das Instrument besonders geeignet. Es erlaubt ein scharfes Durchtrennen der Dura und ohne Instrumentenwechsel die Möglichkeit zum Abschieben des verbleibenden Lappens.



GC628.20 TELLERDISSEKTOR D=2,5MM 20CM

ARNOLD Medizintechnik GmbH

Obere Gasse 6
78606 Seitingen-Oberflacht
Telefon 0 74 64/ 98 75 60
Telefax 0 74 64/ 98 75 75
www.arnold-med.de · post@arnold-med.de

Sepehrnia[®]
System

©Arnold Medizintechnik Stand 11/2015

Wir sind zertifiziert nach
EN/ISO 13485: 2012 AC:2012

MED/CERT

Mitglied in der

DGSV
Deutsche Gesellschaft für
Sterilgutversorgung e.V.