


# ROTATOR

## DIE NEUE QUALITÄT ZUR DURANAHT



I- Nutzlänge -I

NA628.54

- Neues Design für mehr Komfort und Präzision bei der Naht.
- Schließen und Öffnen des Nadelhalters durch Umlaufsperrung in jeder Position möglich.
- Keine Einschränkung für Linkshändig orientierte Anwender.
- Beste Sicht auf Nadel und Operationsgebiet.
- Diamantbeschichtung oder Hartmetalleinlagen je nach Modell garantieren sicheren Sitz von Nadel und Faden.

### Lieferbare Modelle

NADELHALTER mit Schaftstärke 2,5mm, Wolframkarbid-beschichtet


NA628.54 NADELHALTER ROTATOR RYDER WC 2,5/60MM NL

Weitere Nutzlängen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

NADELHALTER mit Schaftstärke 5mm, Hartmetalleinsätze Tlg.0.5mm

NA628.72 NADELHALTER ROTATOR RYDER TC 5/60MM NL

Weitere Nutzlängen stehen auf Anfrage zur Verfügung.



**ARNOLD** Medizintechnik GmbH

Obere Gasse 6  
78606 Seitingen-Oberflacht  
Telefon 0 74 64/ 98 75 60  
Telefax 0 74 64/ 98 75 75  
www.arnold-med.de · post@arnold-med.de

**Sepehrnia**<sup>®</sup>  
System

©Arnold Medizintechnik Stand 06/2015

Wir sind zertifiziert nach  
EN/ISO 13485: 2012 AC:2012

**MED/CERT**

Mitglied in der

**DGSV**  
Deutsche Gesellschaft für  
Sterilgutversorgung e.V.