


STANZE DRAINAGESYSTEME

INDIKATIONSBEZOGENE PERFORATION



Wenn es sich intraoperativ zeigt dass eine längere oder höhere Perforation in Ihrem Ableitsystem hilfreich wäre, was tun? Sie können mit Schere oder Messer mühsam die gewünschten Löcher anbringen.

Oder Sie können mit der Perforationsstanze einfach und problemlos die notwendige Anzahl weiterer Abflussöffnungen anbringen.

Die gestanzten Segmente werden zur Kontrolle ausgeworfen.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit der Abteilung für stereotaktische und funktionelle Neurochirurgie der Universitätsklinik Freiburg.



Geeignet für Drainage CH 6 bis CH 12.
Andere Lochgrößen auf Anfrage möglich.

Stanze Ventrikeldrainage

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpack.Einheit	Preis o.MwSt	Material
GC722.50	STANZE FENSTERUNG VENTRIKELDRAINAGE	VE = 1	342,—	Edelstahl rostfrei

ARNOLD Medizintechnik GmbH

Obere Gasse 6
78606 Seitingen-Oberflacht
Telefon 0 74 64/ 98 75 60
Telefax 0 74 64/ 98 75 75
www.arnold-med.de · post@arnold-med.de

©Arnold Medizintechnik Stand 01/2016

Wir sind zertifiziert nach
EN/ISO 13485: 2012 AC:2012

MED/CERT

Mitglied in der

DGSV
Deutsche Gesellschaft für
Sterilgutversorgung e.V.